




Fixieren mit Binden von KOB

Flexible Lösungen für
mehr Bewegungsfreiheit



KOB in Kürze

KOB (KARL OTTO BRAUN GmbH & Co. KG) entwickelt und produziert seit mehr als 110 Jahren elastische Spezialtextilien und ist weltweit der führende Hersteller von Binden und Geweben für den medizinischen Markt. KOB-Produkte werden von namhaften KOB-Kunden ausschließlich unter deren Namen vertrieben.

KARL OTTO BRAUN
GmbH & Co. KG
Lauterstr. 50
67752 Wolfstein
Deutschland

Tel. +49.6304.74-0
Fax +49.6304.74-390
info@kob.de
www.kob.de

Für jeden Fall die passende Lösung

Bewährtes und Innovatives für Praxis, Pflege, Klinik und Sport

Elastische Fixierbinden finden im medizinischen Bereich vielfältigen Einsatz, beispielsweise bei der Fixierung von Wundauflagen, Schienen und Polstermaterialien oder als Überzug von Gipsverbänden. Im Sportbereich dienen sie neben der Fixierung auch als leichte Lösung zur Behandlung von Verstauchungen oder Distorsionen – ohne dabei die Mobilität des Patienten einzuschränken.

Glatt, gekreppt, kohäsiv, nicht klebend, farbig und reinweiß: Das Fixierbinden-Sortiment von KOB ist so vielseitig wie sein Anwendungsspektrum. Es umfasst die unterschiedlichsten Abmessungen und Materialien sowie alle Standard- und Premium-Qualitäten.

Je nach Ausführung bieten die Binden unterschiedliche Vorteile. So sind einige dank ihrer offenen Struktur atmungsaktiv oder durch ihre Materialzusammensetzung absorptionsfähig. Aufgrund ihrer Elastizität bleibt die Bewegungsfreiheit des Patienten erhalten und die Anwendung ist einfach und schnell. Zusätzlich sorgt ihre Struktur für ein leichtes und angenehmes Tragegefühl auf der Haut. Als marktorientierte Innovation produzieren wir unsere kohäsiven Binden latexfrei.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und Kompetenz

Wir machen die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppen zur Grundlage unserer Entwicklungen. Das Resultat sind bedarfsgerechte, tragefreundliche Lösungen, mit denen hervorragende Ergebnisse erzielt werden können. Nutzen auch Sie unsere Kompetenz, um sich mit Produkten von KOB erfolgreich im Markt zu positionieren.

Ein Ausschnitt aus dem umfangreichen Sortiment der Fixierbinden

Strukturierte Oberflächen

184
Kohäsive, elastische
Fixierbinde mit ge-
kräuselter Oberfläche



Diese Binde wird zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen angewendet. Durch ihre Kohäsivität und die offene Webstruktur der Binde entsteht ein rutschfester Verband, der luftdurchlässig und absorptionsfähig ist. Die Binde bietet einen gleichbleibend hohen Tragekomfort, selbst an stark beanspruchten Extremitäten. Es gibt sie in farbiger und reinweißer Ausführung.

564
Elastische Fixierbinde
mit gekräuselter
Oberfläche



Die Binde wird zur Fixierung von Wundauflagen und Polstermaterialien verwendet. Durch die hohe Elastizität lässt sie sich leicht und schnell auch an schwierigen Stellen des Körpers anlegen. Die leichte Struktur macht die Binde luftdurchlässig und absorptionsfähig.

Glatte Oberflächen

180
Kohäsive, elastische
Fixierbinde mit dünner
Webstruktur



Die Binde wird als Unterzug bei Verbänden oder zur Fixierung von Wundauflagen, Schienen und Polstermaterial ange- wendet. Durch die dünne Struktur bietet sie für den Patienten ein sehr leichtes und komfortables Tragegefühl. Die Binde gibt es in farbiger und weißer Ausführung.

568
Elastische Fixierbinde
mit leichter Webstruktur



Die Binde wird zur Fixierung von Wundauflagen und Polstermaterialien verwendet. Durch die hohe Elastizität lässt sie sich leicht und schnell auch an schwierigen Stellen des Körpers anlegen. Die leichte Struktur macht die Binde luftdurchlässig und absorptionsfähig.



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Angenehmes Tragegefühl durch leichte oder offene Webstruktur
- Farbige und weiße Ausführungen
- Vermindertes Allergiepotezial bei kohäsiven Produkten durch latexfreie Beschichtung
- Erhalt der Bewegungsfreiheit durch Elastizität